


SAFE-MED

Trykfordelende Produkter
www.safemed.dk



Eksempel: Vægt(80kg)
Højde(1,90m) x Højde(1,90m)
= BMI 22,16

SAFE Med Topmadrasser vælges efter vægt med passende bæreevne og former sig efter kroppen, er trykfordelende i.f.t. anti-decubitus, tryksårsforebyggelse, heling af tryksår, smertelindring, restitution og fremmer rehabiliteringsforløb.

Til alle i risiko for tryksår og bruger op til stadie 3 + plejeplan

Nr. 101B Gul, 6 cm /HMI-nr. 26819

op til 50 kg, blød til meget tynde BMI under 18,5

Nr. 101 Rosa, 3 cm /HMI-nr. 26828

50-80 kg, medium til normalvægt BMI 21-25

Nr. 101YP Gul/Rosa, 6 cm /HMI-nr. 26793

Op til 130 kg, blød/medium til

let vægt/normalvægt/moderat overvægt BMI op til 35

Nr. 102 Rosa/Grå, 4 cm /HMI-nr. 26788

80 - 130 kg, medium/fast til

overvægt tung person BMI 25-35


Nr. 104PG Rosa/Grå, 6 cm /HMI-nr. 74516

80-180 kg, medium/fast til let overvægt og op til

meget overvægt bariatrisk person BMI 25-40

Nr. 106.3, 80x30x3/12 cm Kilepude(HMI-120870) placeres under lår for at forebygge forskydningskræfter siddende i seng.

- Top i 3 cm Rosa SAFE ViscoPore
- Base of 9 cm - 40 kg/m³TEX skum.
- Velegnet til elevationssenge.
- Anti-decubitus / Trykfordelende madras, der fremmer god rehabilitering og søvn
- Fremmer nem mobilitet
- Til bruger med normalvægt op til stadie 2 Antidecubitus brugervægt 30 - 130 kg eller BMI op til 35. Som standardmadras klarer madras vægt op til 250 kg.



Med **COMFOR** Inkontinens lysgrå-betræk med dækket lynlås på 3 sider, anti-slip bagside og 2 håndtag på hver side eller alternativt leveres med grå heldækkende Soft-Cell betræk.



Ergonomisk Multizone-system som er ens for hoved og -fodende. Funktion med blød skuldertilpasning med ventilationskanaler i skulderzone og støttende bækken zone - Forudbestemte bøjnings sektioner for indstillelige senge.