


# SAFE-MED

Trykfordelende Produkter  
[www.safemed.dk](http://www.safemed.dk)

Betræk bestilles til i Soft-Cell hvid farve eller Comfor PUR betræk: Standard farve på betræk til kuvøser er sort. Standard farve på lagen i babyseng er lys grå.

Nr. 101B.7045/HMI-nr. 110244 70 x 45 x 6 cm  
Baby ligger på plan side på babymadras 6 cm høj med profileret side nedad. Babymadras nr. 101B Gul blød, 6 cm høj anvendes i både lukket og åben kuvøse.  
Brugervægt er 0,5 - 50 kg på babymadras, 6 cm og dermed også til større tynde børn i barneseng, der har brug for underlag der former sig med trykfordeling og trykaflastning.  
Nr. 101B.12060/HMI-nr. 138006 120 x 60 x 6 cm  
Nr. 101B.16070/HMI-nr. 138009 160 x 70 x 6 cm  
Nr. 101B.19080/HMI-nr. 138012 190 x 80 x 6 cm



## Babymadras og Kuvøsemadras

Begge madrasser kan bestilles i specialmål.

Madrasser til kuvøser vaskes ved minimum 80°C eller autoklaveres inden de tages i brug for at sikre 100% bakteriefri.



Nr. 101IC.3/HMI-nr. 71315, 200 x 100 x 2,5 cm til at klippe  
Nr. 101ICOP.6648/HMI-nr. 137571, 66 x 48 x 2,5 cm med betræk.  
Kuvøsemadras 2,5 cm høj er plan på begge sider. Neonatal-kuvøsemadras nr. 101IC.3 anvendes i lukket kuvøse ved op til baby på 4 kg som madras og lejringsdele.  
Neonatal-kuvøsemadras nr. 101IC.3 anvendes også i åben kuvøse til baby på 2-5 kg som madras og som lejringsdele.  
Kan efter behov klippes til små lejringspuder til baby i kuvøse.

