

Former sig efter kroppen - med supplerende stabilitet, støtte, komfort og smertelindring

LYDLØST materiale - ingen lyd ved bevægelser

Ingen Deformation/Ingen Formændring af vævet
Anti-decubitus puder, som giver sikker og nem trykfordeling til forebyggelse og heling af tryksår



Det Trykfordelende Lejringsystem til trykaflastning

Type 10, 11 puder

Rektangulære puder

Nr. 10.00/HMI-nr. 122760	15 x 15 cm
Nr. 11.00/HMI-nr. 53262	18 x 30 cm
Nr. 11.01/HMI-nr. 25689	30 x 40 cm
Nr. 11.02/HMI-nr. 25690	40 x 50 cm
Nr. 11.03/HMI-nr. 25691	40 x 60 cm
Nr. 11.04/HMI-nr. 127757	40 x 75 cm
Højde ca. 7/8 cm	

Type 22 puder

Rektangulære puder

Nr. 22.01/HMI-nr. 25692	50 x 60 cm
Nr. 22.02/HMI-nr. 25693	50 x 90 cm
Nr. 22.03/HMI-nr. 25694	60 x 90 cm
Nr. 22.04/HMI-nr. 25695	65 x 100 cm
Højde ca. 11 cm	

Type 33 pude

Boomerang


Nr. 33.01/HMI-nr. 25696
160 cm, 26 (40) cm
Højde 10 cm
70°

Type 44 puder

Langpuder/Slangepuder

Nr. 44.01/HMI-nr. 25697	160 x 30 cm
Nr. 44.02/HMI-nr. 25698	180 x 30 cm
Nr. 44.04/HMI-nr. 122230	220 x 30 cm
Højde ca. 13 cm	

Nakkepude, 33x29x12 cm Nakkepølle, 25 cm Ø12 cm
Nr. 66.01/HMI-nr. 37786 Nr. 77.00/HMI-nr. 125976




Fyld er 100% viskoelastisk skumgranulat: SAFE ViscoPore / Stofmateriale er 100% Bomuld
Tre typer betræk til Harmony: Comfor Inkontinensbetræk, Soft-Cell betræk, Bomuldsvelour betræk.
Maskinvask op til 95°C og tørretumbles. Optimal hygiejne og renhed kan opretholdes.
Vask fjerner bakterier, tislugt, svedlugt og parfumelugt.

SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Type 33.01
"Boomerangpude"
"Bananpude"
160 x 26/40 cm 70°

Lænde-rygstøtte med stabil formbar trykfordelende støtte af underarmene.
Behagelig støtte i siddende stilling.



Type 33.01

SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Type 33.01
"Boomerangpude"
"Bananpude"
160 x 26/40 cm 70°

Ryggleje med komplet trykfordelende støtte til overkroppen og stabilisering.
"Fiksering af overkroppen" med trykfordeling/trykaflastning.



Type 33.01


SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Type 33.01
"Boomerangpude"
"Bananpude"
160 x 26/40 cm 70°

Ryggleje med komplet støtte til overkroppen, stabilisering og trykfordeling.
Trykfordelende støtte under lår, ben og aflastning af hæle.

Type 22.02, 50 x 90 cm
Type 22.03, 60 x 90 cm
Type 22.04, 65 x 100 cm




Type 33.01 Type 22.02, 22.03 eller 22.04

SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Type 33.01
"Boomerangpude"
"Bananpude"
160 x 26/40 cm 70°

Sideleje med støtte og stabilisering af overkroppen.
Hovedstøtte og trykfordelende aflastning af armen.




Type 33.01

SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Type 33.01
"Boomerangpude"
"Bananpude"
160 x 26/40 cm 70°

Sideleje med stabil rygstøtte.
Stabiliserende og samtidig integreret nakkestøtte med trykfordelende aflastning mellem knæene.



Type 33.01


SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Type 33.01
"Boomerangpude"
"Bananpude"
160 x 26/40 cm 70°

Sideleje med hovedstøtte og rygstøtte samt trykfordelende aflastning mellem knæene.

Type 11.01, 30 x 40 cm
Type 11.02, 40 x 50 cm
Type 11.03, 40 x 60 cm
Type 11.04, 40 x 75 cm



Type 33.01 giver både hovedstøtte og rygstøtte


Type 11.01, 11.02, 11.03, 11.04

SAFE-MED
 Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Rygleje med nakkestøtte, trykfordelende sidestabilisering til arm og trykfordelende støtte under lår, ben og aflastning af hæle.

Type 11.01, 30 x 40 cm
 Type 11.02, 40 x 50 cm
 Type 22.04, 65 x 100 cm




Type 11.02 Type 11.01 Type 22.04

SAFE-MED
 Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Rygleje med nakkestøtte og let bøjede knæ. Med formbar trykfordelende hælstøtte.

Type 11.02, 40 x 50 cm
 Type 11.03, 40 x 60 cm
 Type 11.04, 40 x 75 cm
 Type 22.01, 50 x 60 cm
 Type 44.01, 160 x 30 cm




Type 22.01 Type 44.01 folded Type 11.02, 11.03, 11.04

SAFE-MED
 Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Sideleje med trykfordelende nakkestøtte og aflastning/trykfordeling mellem knæ.

Type 11.01, 30 x 40 cm
 Type 11.02, 40 x 50 cm
 Type 11.03, 40 x 60 cm
 Type 22.01, 50 x 60 cm




Type 11.02, 11.03 eller 22.01 Type 11.01, 11.02 eller 11.03

SAFE-MED
 Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Sideleje med trykfordelende frontstøtte til både over og underkrop. Støtter hoved, mave, med trykfordelende aflastning mellem knæ og underben.

Type 44.01, 160 x 30 cm
 Type 44.02, 180 x 30 cm
 Type 44.04, 220 x 30 cm




Type 44.01 eller 44.02

SAFE-MED
 Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Sideleje med trykfordelende frontstøtte. Hovedstøtte, mavestøtte og trykfordelende støtte af bøjet knæ. Separat ankelstøtte.

Type 44.01, 160 x 30 cm
 Type 44.02, 180 x 30 cm
 Type 44.04, 220 x 30 cm
 Type 11.01, 30 x 40 cm




Type 44.01, 44.02 eller 44.04 Type 11.01

SAFE-MED
 Trykfordelende Produkter

Harmony™ lejringspuder

Sideleje med stabilitet og tryghed. Hovedstøtte. Frontstøtte med trykfordelende albuestøtte og trykfordeling mellem ben, knæ og ankler.

Type 11.02, 40 x 50 cm
 Type 22.01, 50 x 60 cm
 Type 44.01, 160 x 30 cm
 Type 44.02, 180 x 30 cm
 Type 44.04, 220 x 30 cm



Type 22.01 eller Type 11.02 Type 44.01, 44.02 eller 44.04