

# SAFE-MED

Trykfordelende Produkter  
www.safemed.dk

Betræk bestilles til i Soft-Cell™  
hvid farve eller Comfor™ PUR  
lys grå farve eller i  
Bomuldsvelour hvid farve.

## Hovedpuder

122/HMI-nr. 54590  
Anatomisk hovedpude  
50x31x9,5/7,5 cm  
- neden vist med Comfor  
PUR betræk og med  
Bomuldsvelour betræk.



121/HMI-nr. 137089  
Nakkepude med  
sidedstøtte  
27x20x10/5/10 cm



66.01/HMI-nr. 37786  
Nakkepude-Nakkestøtte  
33x29x12 cm



77.00/HMI-nr. 125976  
Nakkepølle 21xØ12 cm



11.02/HMI-nr. 25690, 40x50 cm  
11.03/HMI-nr. 25691, 40x60 cm  
11.04/HMI-nr. 40x75 cm  
22.01/HMI-nr. 25692, 50x60 cm  
Formbar hovedpude  
- Lejringspuder



115/HMI-nr. 54575  
Øreskånepude til aflastning  
af øret liggende på siden  
eller pude til aflastning af  
baghovedet liggende på  
ryggen.  
40x32x6 cm, hul Ø 10 cm

