


Betræk er med 100% tætte limede sømme og dækket plastik lynlås.
Kan leveres med anti-slip bagside.



- Comfor Operationspudebetræk, 210g/m²
- Polyester 125g, PU coating 85 g
Ingen PVC, ingen latex, ingen ftalater
Biokompatibel til ISO 10993-5
- Testet som medicinsk produkt
- Stærkt, elastiskt, åndbart
- Antimikrobiel
- Permanent anti-statisk BS 2050: ≤ 10⁶ Ohm
- Røntgen gennemtrængelig og det er uskadeligt ved moderat brug
- Flammetest BS 7175, Crib 5
Gløde og tændstikflammetest EN 597-1 & 2
- Maskinvask op til 95°C / Test 50 gange
- Tørre-tumbles op til 60°C / Test 50 gange
- Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
- Testet til 200 cm vandsøjletryk - vandtæt
- CE-mærket medicinsk produkt MD-forordningen (EU) 2017/745

