

Vælg type af betræk til SAFE Med topmadrassen og helmadrassen i det ønskede mål.

Soft-Cell eller Comfor PUR Inkontinensbetræk som heldækkende eller som faconlagen med åben bagside.

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
 - Med stofoverflade som SILKE
 - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
 - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
 - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
 - Vaskbart i maskine 60 -95°C
 - V. 60°C – mindst 100 gange vask
 - V. 95°C – mindst 20 gange vask
 - Tørretumbling ved 70°C
 - Åndbarhed 1000 grs/m²24h
 - Öko-TEX klasse I produkt
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
 - PU vandtæt overflade på polyester
 - Stærkt, elastisk, åndbart
 - Antimikrobielt
 - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
 - Gløde og tændstik test EN 597 -1 & 2
 - Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
 - Tørres v.60°C i tørretumbler
 - - Test 50 gange vask/tørretumbler
 - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
 - Biokompatibel til ISO 10993 -5

*Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater

Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

Soft-Cell heldækkende betræk med dækket lynlås på 3 sider og antislip bagside i højden 3,4 eller 6 cm.

80,85,90,100 og 120 cm bred kr. 868,-
140 cm bred kr. 923,-

Soft-Cell betræk som faconlagen med åben bagside i højden 3,4 eller 6 cm

80,85 bred kr. 381,-
90 cm bred kr. 408,-
100 cm bred kr. 422,-
120, 140 cm bred kr. 526,-
180 cm bred kr. 876,-

Soft-Cell betræk som faconlagen med åben bagside i højden 20 eller 30 cm

90 cm bred kr. 754,-
140 cm bred kr. 1254,-

Soft-Cell lagen

220 x 140 cm kr. 526,-

Standard farve er hvid.

Farven grå eller sort kan vælges i Soft-Cell med et tillæg på kr. 50,-

Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

Comfor PUR inkontinens heldækkende betræk med dækket lynlås på 3 sider og antislip bagside i højden 3,4 eller 6 cm.

80,85,90,100 og 120 cm bred kr. 868,-
140 cm bred kr. 923,-

Comfor betræk som faconlagen med åben bagside i højden 3,4 eller 6 cm

80,85 bred kr. 622,-
90 cm bred kr. 622,-
100 cm bred kr. 622,-
120, 140 cm bred kr. 754,-
180 cm bred kr. 1104,-

Comfor betræk som faconlagen med åben bagside i højden 20 eller 30 cm

90 cm bred kr. 754,-
140 cm bred kr. 1254,-

Comfor lagen eller stiklagen

200 x 140 cm kr. 526,-
140 x 100 cm kr. 279,-

Standard farve er lys grå.