

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter **OP**



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001



Antændelighedstest:

Cigaret **BS EN 597-1**

Tændstik **BS EN 597-2**

Cigaret **BS EN 1021-1**

Tændstik **BS EN 1021-2**

SAFE Med OP-lejringspuder og madrasser af SAFE ViscoPore skum og TEX skum med Comfor OP betræk



SAFE ViscoPore skum er visko-elastisk temperaturfølsomt skum, der former sig efter kroppen. Skummet trykfordeler, er lydløst og giver stabilitet. I kulde er skummet fast og ved kroppens varme og tryk, så former det sig og trykfordeler.

TEX er stabil elastisk skum, som anvendes til specifikke puder.

OEKO-TEX® klasse 1 produkt

Gløde og –tændstikflammetest EN 1021-1 & 2, EN 597-1 & 2

CFC fri, halogen fri, ingen ftalater, ingen latex

Åndbar – absorberer og bortleder fugt fra kroppen

Maskinvasketest 10 gange ved 95°C, tørretumblerettest 10 gange


ved 90°C, autoklavetest 10 gange ved 134°C

Anti-bakteriel, anti-statisk, 100% allergivenlig

CE-mærket medicinsk produkt MD-forordningen (EU) 2017/745



Betræk er med 100% tætte limede sømme og dækket plastik lynlås.
Kan leveres med anti-slip bagside.



- Comfor Operationspudebetræk, 210g/m²
- Polyester 125g, PU coating 85 g
Ingen PVC, ingen latex, ingen ftalater
Biokompatibel til ISO 10993-5
- Testet som medicinsk produkt
- Stærkt, elastiskt, åndbart
- Antimikrobiel
- Permanent anti-statisk BS 2050: ≤ 10⁶ Ohm
- Røntgen gennemtrængelig og det er uskadeligt ved moderat brug
- Flammetest BS 7175, Crib 5
Gløde og tændstikflammetest EN 597-1 & 2
- Maskinvask op til 95°C / Test 50 gange
- Tørre-tumbles op til 60°C / Test 50 gange
- Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
- Testet til 200 cm vandsøjletryk - vandtæt
- CE-mærket medicinsk produkt MD-forordningen (EU) 2017/745



SAFE-MED

Trykfordelende Produkter **OP**

Rygleje

Nr. 122OP
Anatomisk
Hovedpude
50x31x9,5/7,5 cm
30x31x9,5/7,5 cm
25x31x9,5/7,5 cm



Nr. 115OP
Aflastningspude
til nakken
40x32x6 cm



Nr. 66.01OP
Nakkestøtte til
formbar støtte
og stabilitet
33x29x12 cm



Nr. 121OP
27x20x10/5/10 cm
Nakkepude med
sidestøtte



Nr. 77.00OP
Nakkepølle
25x12 cm Ø



Nr. 11.02OP, 40x50 cm
Nr. 11.03OP, 40x60 cm
Nr. 11.04OP, 40x75 cm
Lejringspude, som
former sig præcist
efter hoved og nakke



www.safemed.dk

Nr. 136OP.2
Armstøtte Reison
70x17x10/6,5 cm



Nr. 136OP.1
Armstøtte Nordic
70x17x10/6,5 cm



Nr. 128OP, 90x25x6 cm
Nr. 129OP, 60x20x6 cm
Nr. 129OP.IC, 50x30x2,5 cm
Benstøtte/Armstøtte
- Plan med profileret overflade



Nr. 131OP eller 131OP.25
Knæstøtte, 50x19x10 cm
Knæstøtte, 25x19x10 cm



Nr. 124OP, 124OP.1 eller 124OP.25
Knæstøtte, 50x20x12 cm
Knæstøtte, 50x20x 8 cm
Knæstøtte, 25x20x12 cm

Nr. 123OP.2
Benpude, dobbel 54x20x10/5/10 cm



Nr. 133OP
Cylinder, 50x18 cm Ø



Nr. 109OP - vælg
Benpude med
rendeform til
hælaflastning
30x20x10/7 cm
40x20x10/7 cm
50x20x10/7 cm
60x20x10/7 cm



Nr. 44.01OP, 160 cm
Nr. 44.02OP, 180 cm
Slangepude
- lagt dobbel

Nr. 11.02OP, 40x50 cm
Lejringspude, som
former sig præcist til
stabilisering



SAFE-MED

Trykfordelende Produkter **OP**

Sideleje

Nr. 122OP
Anatomisk
Hovedpude
50x31x9,5/7,5 cm
30x31x9,5/7,5 cm
25x31x9,5/7,5 cm



Nr. 115OP
Øreskånepude
40x32x6 cm



Nr. 66.01OP
Nakkestøtte til
formbar støtte
og stabilitet
33x29x12 cm



Nr. 11.02OP
Lejringspude,
som former sig
præcist
40x50 cm



Nr. 125OP
Sidelejepude/Skulderstøtte
85x50x13 cm



Nr. 126OP
Ryglepude inklusiv
Indsatspude, som kan
fjernes
85x50x13 cm



Nr. 123OP.2 Benpude, dobbel, 54x20x10/5/10 cm
Nr. 123OP.1 Benpude, enkel, 27x20x10/5/10 cm



Lejring af ben i sideleje,
18 cm bredx9 cm høj tunnelåbning
Nr. 127OP.25 Tunnelpude
30x25x18/9 cm
Nr. 127OP.50 Tunnelpude
30x50x18/9 cm




28 cm bredx15 cm høj tunnelåbning
Nr. 127OP.65 Tunnelpude
40x65x21/15 cm

Nr. 11.01OP, 30x40 cm
Nr. 11.04OP, 40x75 cm
Lejringspude som former sig



Nr. 104OP.2515, 25x15x6 cm
Soft-Lift puder, 2 i sæt
"Den lille pudes vandring"



*Kan bestilles i andre dimensioner efter behov




Brugervægt op til 130 kg

Nr. 101OP.190, 190x50x6 cm Gul/Rosa SAFE ViscoPore

Nr. 101OP.95, 95x50x6 cm

Bugleje System



2 cm højde
på base

Ansigtspude nr. 134OP
29 x 24 x 16 cm
Længde x bredde x højde
*Hul til slanger er i højre
side i bunden.

Bugleje System i 3 dele, nr. 135OP
Bredde 54 cm og højde 20 cm

Knæpude til trykaflastning
under knæ nr. 105YGOP.2020
20 x 20 x 7 cm

Støtte under fødder anbefales med
nr. 131OP, 50 x 19 x 10 cm



SAFE-MED

Trykfordelende Produkter **OP**

www.safemed.dk

Nr. 101ICOP.1015, 10x15x2,5 cm Gul blød, plan overflade

Nr. 101ICOP.3020, 30x20x2,5 cm Gul blød, plan overflade

Nr. TEXOP.3020, 30x20x6 cm TEX, stabil plan overflade

Nr. TEXOP.3020, 30x20x9 cm TEX/Rosa 6+3 cm medium, plan overflade

Nr. 105YGOP.2020 20x20x7 cm Gul/Grå 3+4 cm blød/fast, profileret flade

Nr. 201YGOP.3050 30x50x10 cm Gul/Grå 5+5 cm blød/fast, plan overflade



Rektangulære lejringspuder i forskellige mål og konstruktioner, der er trykfordelende og stabile til hoved, ben, arm, knæ med Comfor OP sort betræk.

Betræk er med 100% tætte limede sømme og dækket plastik lynlås.

Kan leveres med Anti-slip bagside, grå farve. *Puderne kan bestilles i andre mål.

Billeder viser nogle puder med betræk og hvordan nogle puder ser ud uden betræk.

Former sig efter kroppen - med supplerende stabilitet, støtte, komfort og smertelindring

Lydløst materiale - ingen lyd ved bevægelser

Ingen deformation/Ingen formændring af vævet
Anti-decubitus - giver perfekt trykfordeling til forebyggelse og heling af tryksår



Det Trykfordelende Positionerings-System

Type 10, 11 puder

Rektangulære puder

| | |
|-------------|------------|
| Nr. 10.00OP | 15 x 15 cm |
| Nr. 11.00OP | 18 x 30 cm |
| Nr. 11.01OP | 30 x 40 cm |
| Nr. 11.02OP | 40 x 50 cm |
| Nr. 11.03OP | 40 x 60 cm |

Højde ca. 7/8 cm

Type 22 puder

Rektangulære puder

| | |
|-------------|-------------|
| Nr. 22.01OP | 50 x 60 cm |
| Nr. 22.02OP | 50 x 90 cm |
| Nr. 22.03OP | 60 x 90 cm |
| Nr. 22.04OP | 65 x 100 cm |

Højde ca. 11 cm

Type 33 pude

Boomerang

| | |
|-------------|-------------|
| Nr. 33.01OP | 160 cm |
| | 26 (40) cm |
| | Højde 10 cm |
| | 70° |

Type 44 puder

Langepuder/Slangepuder

| | |
|-------------|-------------|
| Nr. 44.01OP | 160 x 30 cm |
| Nr. 44.02OP | 180 x 30 cm |
| Nr. 44.04OP | 220 x 30 cm |

Nakkepude
Nr. 66.01OP
33 x 29 x 12cm

Nakkepølle
Nr. 77.00OP
25 cm Ø 12 cm

