

Vælg betræk til Harmony-puder nr.10-11.00,11.01,11.02,11.03,11.04: Soft-Cell, Comfor PUR el. Bomuldsvelour

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
 - Med stofoverflade som SILKE
 - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
 - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
 - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
 - Vaskbart i maskine 60 -95°C
 - V. 60°C – mindst 100 gange vask
 - V. 95°C – mindst 20 gange vask
 - Tørretumbling ved 70°C
 - Åndbarhed 1000 grs/m²24h
 - Öko-TEX klasse I produkt
- *Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
 - PU vandtæt overflade på polyester
 - Stærkt, elastisk, åndbart
 - Antimikrobielt
 - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
 - Gløde og tændstik test EN 597 -1 & 2
 - Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
 - Tørres v.60°C i tørretumbler
 - - Test 50 gange vask/tørretumbler
 - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
 - Biokompatibel til ISO 10993 -5

Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

Soft-Cell betræk med dækket lynlås

15 x 15 x 5 cm	kr. 163,-
18 x 30 x 8 cm	kr. 178,-
30 x 40 x 8 cm	kr. 191,-
40 x 50 x 8 cm	kr. 200,-
40 x 60 x 8 cm	kr. 223,-
40 x 75 x 8 cm	kr. 266,-

Standardfarven på betræk er hvid.

Farve grøn, blå, grå, sort kan vælges + kr. 50,-

Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

Comfor PUR inkontinens betræk med dækket lynlås

15 x 15 x 5 cm	kr. 141,-
18 x 30 x 8 cm	kr. 149,-
30 x 40 x 8 cm	kr. 174,-
40 x 50 x 8 cm	kr. 226,-
40 x 60 x 8 cm	kr. 243,-
40 x 75 x 8 cm	kr. 293,-

Standardfarven på betræk er lys grå.

Bomulds-velour betræk, meget blødt og elastisk

- 80% Bomuld-20% Polyester
- Vask 60°C – ingen krymp
- Vask 95°C – op til 5% krymp
- Tørretumbling v. middelvarme

Priser på Bomulds-velour betræk er ex. moms:

Bomulds-velour betræk med overlap lukning

15 x 15 x 5 cm	kr. 141,-
18 x 30 x 8 cm	kr. 145,-
30 x 40 x 8 cm	kr. 157,-
40 x 50 x 8 cm	kr. 197,-
40 x 60 x 8 cm	kr. 242,-
40 x 75 x 8 cm	kr. 270,-

Standardfarven på betræk er hvid.