



- Gul, 6 cm høj topmadras / Blødt underlag
- SAFE ViscoPore viskoelastisk skum, der er åndbart og ventilerende
- Op til 50 kg i brugervægt, profileret side vendes op
- BMI under 18,5 til meget tynd bruger
- Trykfordelende – og gør underværker i et rehabiliteringsforløb
- Skaber balance mellem muskler, knogler og led
- Lindrer smerter ved: slidgigt, muskelgigt, fibromyalgi, hypermobilitet, muskelspændinger, infiltrationer-myoser, anoreksi, terminalpleje etc. Trykfordelingen forebygger tryksår og er helende ved vævsskader
- Placeres ovenpå basemadras, som er en boxmadras eller skummadras
- Bruges med et almindeligt bomulds-lagen ovenpå  
Rullemadras må ikke bruges ovenpå, da kroppen skal være i tæt kontakt med madrassen
- Ønskes der ekstra beskyttelse af topmadrassen, så kan Comfor™ PUR inkontinensbetræk eller Soft-Cell™ vandtæt betræk med stofoverflade tilkøbes. Soft-Cell™ kan bruges som almindeligt lagen, absorberer mere fugt end bomuld, og er optimalt behageligt i kombination med topmadrassen
- 100% Allergivenlig og indeholder ikke latex eller ftalater
- Opfylder brandtest EN 597-1 & 2, som er glødetest og tændstikflammetest
- Oeko-tex klasse 1 produkt
- Topmadrassen har en meget stærk bæreevne og har gennemgået belastningstest, der viser 5 års holdbarhed til institutionsbrug og 10 års holdbarhed til privat brug: DIN ES ISO 1856A/DIN EN ISO 3385
- Er let i vægt og er nem at håndtere
- CE-mærket Medicinsk Produkt MD-forordningen (EU) 2017/745



Kan maskinvaskes og tørre tumbles



**Former sig efter kroppen. Yder trykfordeling og stabilitet. Topmadrassen følger kroppen ved bevægelser og "skubber" ikke igen, som luftmadrasser og boxmadrasser gør.**