

Vælg type af betræk til SAFE Med siddepude nr. 104, 104YP, 105P, 105G, 105YG i det ønskede mål.

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
 - Med stofoverflade som SILKE
 - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
 - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
 - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2010
 - Vaskbart i maskine 60-95°C
 - V. 60°C – mindst 100 gange vask
 - V. 95°C – mindst 20 gange vask
 - Tørretumbling ved 70°C
 - Åndbarhed 1000 g/m²24h
 - Öko-Tex klasse I produkt
- *Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater***
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
 - PU vandtæt overflade på polyester
 - Stærkt, elastisk, åndbart
 - Antimikrobielt
 - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
 - Gløde og tændstik test EN 597-1 & 2
 - Vaskbart op til 95°C i vaskemaskine
 - Tørres v.60°C i tørretumbler
 - - Test 50 gange vask/tørretumbler
 - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
 - Åndbarhed 500 g/m²24h
 - Biokompatibel til ISO 10993-5

Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

Soft-Cell heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider, antislip bagside og håndtag

40 x 40 cm	kr. 305,-
45 x 40 cm	kr. 305,-
45 x 45 cm	kr. 317,-
50 x 45 cm	kr. 317,-
50 x 50 cm	kr. 317,-
50 x 55 cm	kr. 328,-
55 x 55 cm	kr. 328,-
60 x 50 cm	kr. 339,-
65 x 65 cm	kr. 339,-

Soft-Cell betræk med åben bagside

40 x 40 cm	kr. 163,-
45 x 40 cm	kr. 163,-
45 x 45 cm	kr. 174,-
50 x 45 cm	kr. 174,-
50 x 50 cm	kr. 174,-

Standardfarven på betræk er sort.

Antislip bagside er grå.

Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

Comfor PUR inkontinens heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider, antislip bagside og håndtag

40 x 40 cm	kr. 305,-
45 x 40 cm	kr. 305,-
45 x 45 cm	kr. 317,-
50 x 45 cm	kr. 317,-
50 x 50 cm	kr. 317,-
50 x 55 cm	kr. 333,-
55 x 55 cm	kr. 333,-
60 x 50 cm	kr. 339,-
65 x 65 cm	kr. 339,-

Comfor betræk med åben bagside

40 x 40 cm	kr. 181,-
45 x 40 cm	kr. 181,-
45 x 45 cm	kr. 194,-
50 x 45 cm	kr. 194,-
50 x 50 cm	kr. 194,-

Standardfarven på betræk er sort.

Antislip bagside er grå.