

### **Vælg type af betræk til SAFE Med kilepude nr. 106 i det ønskede mål.**

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
  - Med stofoverflade som SILKE
  - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
  - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
  - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
  - Vaskbart i maskine 60 -95°C
  - V. 60°C – mindst 100 gange vask
  - V. 95°C – mindst 20 gange vask
  - Tørretumbling ved 70°C
  - Åndbarhed 1000 grs/m<sup>2</sup>24h
  - Öko-Tex klasse I produkt
- \*Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater\***
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
  - PU vandtæt overflade på polyester
  - Stærkt, elastisk, åndbart
  - Antimikrobielt
  - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
  - Gløde og tændstik test EN 597 -1 & 2
  - Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
  - Tørres v.60°C i tørretumbler
  - - Test 50 gange vask/tørretumbler
  - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
  - Biokompatibel til ISO 10993 -5

#### **Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:**

##### **Soft-Cell heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider og antislip bagside**

45 x 30 x 3/11 cm	kr. 333,-
45 x 40 x 3/11 cm	kr. 333,-
80 x 30 x 3/12 cm	kr. 596,-

##### **Soft-Cell betræk med åben bagside**

45 x 30 x 3/11 cm	kr. 218,-
45 x 40 x 3/11 cm	kr. 218,-

Standardfarven på betræk er hvid.  
Antislip bagside er grå.

#### **Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:**

##### **Comfor PUR inkontinens heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider og antislip bagside**

45 x 30 x 3/11 cm	kr. 333,-
45 x 40 x 3/11 cm	kr. 333,-
80 x 30 x 3/12 cm	kr. 596,-

##### **Comfor PUR inkontinensbetræk med åben bagside**

45 x 30 x 3/11 cm	kr. 218,-
45 x 40 x 3/11 cm	kr. 218,-

Standardfarven på betræk er lys grå.  
Antislip bagside er grå.