

Vælg type af betræk til SAFE Med hælaflaster til kraftige ben nr. 109 i det ønskede mål.

Se produkt detaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
 - Med stofoverflade som SILKE
 - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
 - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
 - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
 - Vaskbart i maskine 60 -95°C
 - V. 60°C – mindst 100 gange vask
 - V. 95°C – mindst 20 gange vask
 - Tørretumbling ved 70°C
 - Åndbarhed 1000 grs/m²24h
 - Öko-Tex klasse I produkt
- *Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater***
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
 - PU vandtæt overflade på polyester
 - Stærkt, elastisk, åndbart
 - Antimikrobielt
 - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
 - Gløde og tændstik test EN 597 -1 & 2
 - Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
 - Tørres v.60°C i tørretumbler
 - - Test 50 gange vask/tørretumbler
 - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
 - Biokompatibel til ISO 10993 -5

Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

Soft-Cell Heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider og antislip bagside

30 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 318,-
40 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 325,-
50 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 325,-
60 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 325,-

**Standardfarven på betræk er hvid.
Antislip bagside er grå.**

Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

Comfor PUR inkontinens heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider og antislip bagside

30 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 318,-
40 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 325,-
50 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 325,-
60 x 20 x 10/7/10 cm	kr. 325,-

**Standardfarven på betræk er lys grå.
Antislip bagside er grå.**