

**Vælg type af betræk til hovedpuder nr. 11.02, 11.03, 11.04, 22.01: Soft-Cell, Comfor PUR eller Bomuldsvelour**

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
  - Med stofoverflade som SILKE
  - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
  - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
  - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2010
  - Vaskbart i maskine 60-95°C
  - V. 60°C – mindst 100 gange vask
  - V. 95°C – mindst 20 gange vask
  - Tørretumbling ved 70°C
  - Åndbarhed 1000 g/m<sup>2</sup>24h
  - Öko-Tex klasse I produkt
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
  - PU vandtæt overflade på polyester
  - Stærkt, elastisk, åndbart
  - Antimikrobielt
  - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
  - Gløde og tændstik test EN 597-1 & 2
  - Vaskbart op til 95°C i vaskemaskine
  - Tørres v.60°C i tørretumbler
  - - Test 50 gange vask/tørretumbler
  - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
  - Åndbarhed 500 g/m<sup>2</sup>24h
  - Biokompatibel til ISO 10993-5

\*Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater\*\*

**Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:**

**Soft-Cell betræk med dækket lynlås**

40 x 50 cm	kr. 210,-
40 x 60 cm	kr. 235,-
40 x 75 cm	kr. 280,-
50 x 60 cm	kr. 278,-

Standardfarven på betræk er hvid.

Farve grøn, blå, grå, sort kan vælges + kr. 50,-

**Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:**

**Comfor PUR inkontinens betræk med dækket lynlås**

40 x 50 cm	kr. 238,-
40 x 60 cm	kr. 256,-
40 x 75 cm	kr. 308,-
50 x 60 cm	kr. 305,-

Standardfarven på betræk er lys grå.

**Bomulds-velour betræk, meget blødt og elastisk**

- 80% Bomuld-20% Polyester
- Vask 60°C – ingen krymp
- Vask 95°C – op til 5% krymp
- Tørretumbling v. middelvarme

**Priser på Bomulds-velour betræk er ex. moms:**

**Bomulds-velour betræk med overlap lukning**

40 x 50 cm	kr. 207,-
40 x 60 cm	kr. 255,-
40 x 75 cm	kr. 284,-
50 x 60 cm	kr. 282,-

Standardfarven på betræk er hvid.