

**Vælg type af betræk til SAFE Med arthrodesepude og hoftepude med udskæring nr. 111 & 116 i det ønskede mål.**  
Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
- Med stofoverflade som SILKE
- 140g/m<sup>2</sup>: 110g Cell-matr./30g PUR
- Stærkt, elastisk, åndbart og **absorberer mere fugt end bomuld**
- Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
- Vaskbart i maskine 60 -95°C
- V. 60°C – mindst 100 gange vask
- V. 95°C – mindst 20 gange vask
- Tørretumbling ved 70°C
- Åndbarhed 1000grs/m<sup>2</sup>24h
- Öko-Tex klasse I produkt
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
- Polyester 105g, PU coating 70 g
- Stærkt, elastisk, åndbart
- Antimikrobielt
- Flammesikkert BS 7175, Crib 5
- Gløde og tændstik test EN 597-1 & 2
- Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
- Tørres v.60°C i tørretumbler
- - Test 50 gange vask/tørretumbler
- Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
- Biokompatibel til ISO 10993 -5

Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

Soft-Cell heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider og antislip bagside

40 x 40 cm kr. 320,-  
45 x 40 cm kr. 320,-  
45 x 45 cm kr. 341,-

Standardfarven på betræk er sort.  
Antislip bagside er grå.

Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

Comfor PUR inkontinens heldækkende betræk med dækket lynlås på 2 sider, antislip bagside

40 x 40 cm kr. 320,-  
45 x 40 cm kr. 320,-  
45 x 45 cm kr. 341,-

Standardfarven på betræk er sort.  
Antislip bagside er grå.