

## Vælg betræk til Harmony boomerangpude nr. 33.01: Soft-Cell, Comfor PUR eller Bomuldsvelour

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
  - Med stofoverflade som SILKE
  - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
  - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
  - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
  - Vaskbart i maskine 60 -95°C
  - V. 60°C – mindst 100 gange vask
  - V. 95°C – mindst 20 gange vask
  - Tørretumbling ved 70°C
  - Åndbarhed 1000 grs/m<sup>2</sup>24h
  - Öko-TEX klasse I produkt
- \*Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
  - PU vandtæt overflade på polyester
  - Stærkt, elastisk, åndbart
  - Antimikrobielt
  - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
  - Gløde og tændstik test EN 597 -1 & 2
  - Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
  - Tørres v.60°C i tørretumbler
  - - Test 50 gange vask/tørretumbler
  - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
  - Biokompatibel til ISO 10993 -5

### Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

#### Soft-Cell betræk med dækket lynlås

160 x 26(40) x 10 cm 70° kr. 498,-

Standardfarven på betræk er hvid.

Farve grøn, blå, grå, sort kan vælges kr. 559,-

### Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

#### Comfor PUR inkontinens betræk med dækket lynlås

160 x 26(40) x 10 cm 70° kr. 524,-

Standardfarven på betræk er lys grå.

## Bomulds-velour betræk, meget blødt og elastisk

- 80% Bomuld-20% Polyester
- Vask 60°C – ingen krymp
- Vask 95°C – op til 5% krymp
- Tørretumbling v. middelvarme

### Priser på Bomulds-velour betræk er ex. moms:

#### Bomulds-velour betræk med dækket lynlås

160 x 26(40) x 10 cm 70° kr. 459,-

Standardfarven på betræk er hvid.