

Vælg betræk til Harmony langpuder nr. 44.01, 44.02, 44.04: Soft-Cell, Comfor PUR eller Bomuldsvelour

Se produktdetaljer og priser og oplys den ønskede betræktype i forbindelse med bestilling.

- Soft-Cell™ vandtæt betræk
 - Med stofoverflade som SILKE
 - Stofoverflade og 30g PU vandtæt bagside
 - Stærkt, elastisk, **åndbart og absorberer mere fugt end bomuld**
 - Glødetest EN 597-1:1995 & ISO 12952-1:2011
 - Vaskbart i maskine 60 -95°C
 - V. 60°C – mindst 100 gange vask
 - V. 95°C – mindst 20 gange vask
 - Tørretumbling ved 70°C
 - Åndbarhed 1000 grs/m²24h
 - Öko-TEX klasse I produkt
- *Alle betræk er fri for PVC, latex og ftalater
- COMFOR™ PUR Inkontinensbetræk
 - PU vandtæt overflade på polyester
 - Stærkt, elastisk, åndbart
 - Antimikrobielt
 - Flammesikkert BS 7175, Crib 5
 - Gløde og tændstik test EN 597 -1 & 2
 - Vaskbart op til 95 °C i vaskemaskine
 - Tørres v.60°C i tørretumbler
 - - Test 50 gange vask/tørretumbler
 - Aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm
 - Biokompatibel til ISO 10993 -5

Priser på Soft-Cell betræk er ex. moms:

Soft-Cell betræk med dækket lynlås

160 x 30 x 15 cm	kr. 457,-
180 x 30 x 15 cm	kr. 478,-
220 x 30 x 15 cm	kr. 526,-

Standardfarven på betræk er hvid.

Farve grøn, blå, grå, sort kan vælges + kr. 50,-

Priser på Comfor PUR inkontinensbetræk er ex. moms:

Comfor PUR inkontinens betræk med dækket lynlås

160 x 30 x 15 cm	kr. 498,-
180 x 30 x 15 cm	kr. 500,-
220 x 30 x 15 cm	kr. 544,-

Standardfarven på betræk er lys grå.

Bomulds-velour betræk, meget blødt og elastisk

- 80% Bomuld-20% Polyester
- Vask 60°C – ingen krymp
- Vask 95°C – op til 5% krymp
- Tørretumbling v. middelvarme

Priser på Bomulds-velour betræk er ex. moms:

Bomulds-velour betræk med overlap lukning

160 x 30 x 15 cm	kr. 437,-
180 x 30 x 15 cm	kr. 481,-
220 x 30 x 15 cm	kr. 526,-

Standardfarven på betræk er hvid.